

NOTE DE SERVICE

MEMORANDUM

date: **2019 12 03**

à : Tous les utilisateurs de laboratoire
to: All laboratory users

de: **Dr. Susan Solymoss,**
from: Chef médical,
Division d'Hématologie
Medical Chief,
Hematology Division OPTILAB
Montréal CUSM
OPTILAB Montreal MUHC

Ms. Rebecka Lang, B. Sc. (Hons)
Chef de service de laboratoire
Laboratory Manager
Laboratoire central
Central Laboratories

Ms. Roberta Silvian, B. Sc., Cert. MGMT., TM, RT
Coordonnatrice administrative
Administrative Coordinator
OPTILAB CUSM-MUHC
Laboratoires centraux, services transfusionnels et centres de prélèvement

objet : **Analyse de vitesse de sédimentation (VS) aux sites du CUSM**
subject: **ESR Testing at the MUHC sites**

Veillez prendre note qu'à compter du 13 janvier 2020, seuls les échantillons de sang dans les tubes de prélèvement avec EDTA de 4 ml (bouchon lavande) seront acceptés pour les analyses de vitesse de sédimentation (VS). Les échantillons dans les tubes Sedivette (MSS# 57198, catalogue Sarstedt #06.1690.100) ne seront plus acceptés.

Please note that that effective January 13, 2020, only 4 ml Lavender (EDTA) blood samples will be accepted for ESR testing. Samples in Sedivette tubes (MSS# 57198, Sarstedt catalogue #06.1690.100) will no longer be accepted.