

NOTE DE SERVICE

MEMORANDUM

date: **le 17 août 2023**

Memo n°: **MEMO-20230818-02**

à : **Tous les clients de laboratoire du site Glen du Centre Universitaire de Santé McGill**

to: **All clients of MUHC Glen site laboratory**

de: **Dr. Gang He, Dr. David Blank, MD, FRCPC**

from: **Biochimiste médical, CUSM
Medical Biochemist, MUHC**

objet : **Changement de plage de référence et interprétation pour le test IgA anti-tTG**

subject: **Changes of reference value, and interpretation on anti-tTG IgA test**

Veillez noter qu'en date du 29 août 2023 un nouvel appareil et une nouvelle trousse de réactif seront mis en service pour le dosage des anticorps IgA anti tTG. Veuillez consulter le tableau plus bas afin de prendre connaissance de la nouvelle plage de référence.

	Valeur actuel (compagnie DYNACARE)	Valeur en date du 29 août 2023
Plage de référence	<15 U/ml	<8 AU/ml
Interprétation Négatif	<15 U/ml	<8 AU/ml
Interprétation Positif	≥15 U/ml	≥8 AU/ml

Please note that following a change in instrumentation and a change in reagent kit on August 29 2023, the reference value and the interpretation of **anti-tTG IgA** test will be modified.

	Current reference (company DYNACARE)	Reference from August 29 2023
Reference	<15 U/ml	<8 AU/ml
Interpretation Negative	<15 U/ml	<8 AU/ml
Interpretation Positive	≥15 U/ml	≥8 AU/ml